

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

Portafolio
**S. DE PLACAS
NEUROCIRUGÍA**



Comercializadora Fijación Externa

Oportunidad, calidad, garantía,
seguridad y asistencia técnica
quirúrgica especializada.




MISIÓN

Comercializadora Fijación Externa S.A.S. mediante un equipo humano altamente calificado brinda servicios integrales de Importación, Almacenamiento y Comercialización de un amplio portafolio de Dispositivos Médicos para Osteosíntesis y reemplazos articulares, buscando superar las expectativas de nuestros clientes con oportunidad, garantía, seguridad y asistencia técnica quirúrgica especializada.


VISIÓN

Comercializadora Fijación Externa S.A.S. tiene el firme objetivo de afianzar el posicionamiento en las líneas de Dispositivos Médicos para osteosíntesis a nivel nacional en los años 2019-2025.

Fijación Externa S.A.S. con más de 12 años en el mercado y como representante exclusivo de diferentes marcas e importador de la marca MADISON ORTHO Inc, OSTEONIC Co.Ltd y AIKE MEDICAL INSTRUMENT Co.Ltd en Colombia, pone a disposición su portafolio teniendo en cuenta los más altos estándares de calidad y variedad de productos, brindando apoyo y servicio permanente a disposición de ustedes.



Trauma



Clavos



Fijadores Externos




Mano




Pie



Columna



Maxilofacial




Sis. de Placas Pélvicas.



Cadera



Rodilla



Sistema De Hombro



Placas LCP Pediátrico



S. de Placas Neurocirugía



S. de Placas Mandíbula



P. Cervicales Anteriores

Esperamos nos permita conocer sus necesidades y requerimientos y de esta forma darle a conocer personalmente nuestro portafolio completo de Osteosíntesis, conózanos también en nuestra página web: www.fijacionexterna.com y en nuestras redes sociales.



Comercializadora
Fijación Externa



@fijacionexternas.a.s



Info@fijacionexterna.com
talentohumano@fijacionexterna.com



3174289083
32189933 79



www.fijacionexterna.com



SC-CER458889



INTRODUCCIÓN

Los cirujanos enfrentan diversos desafíos clínicos en las neurocirugías actuales, que solo pueden resolverse con productos innovadores.


Osteonic satisface con orgullo estas altas exigencias, gracias a su capacidad de desarrollo y fabricación de vanguardia, respaldada por su personal clave con conocimientos profundos y más de dos décadas de experiencia en productos.

- El perfil bajo de las placas/tornillos minimiza la palpabilidad del paciente.
- El diseño innovador de los tornillos permite un par de inserción bajo.
- Los bordes redondeados de las placas reducen la irritación de los tejidos blandos.
- una lámina se adapta a tornillos de 1.5 mm.
- El contenedor de tornillos puede personalizarse.




USO PREVISTO Y VARIEDAD DE INDICACIONES

El sistema Optimus Neuro está diseñado para la fijación ósea y se utiliza en las siguientes indicaciones:



- Craneotomías ◀
- Reparación y reconstrucción de traumatismos craneales ◀
- Craneoplastia ◀
- Craneosinostosis ◀



TORNILLOS

- Bajo esfuerzo de inserción y alta sujeción
- Máxima retención de la hoja del tornillo
- Perfil bajo del tornillo.

DESCRIPCIÓN	ORDEN No.	Φ	TAMAÑO(mm)	COLOR
Tornillo NEURO Autoperforante	N15A03	Φ 0.15	3	
Tornillo NEURO Autoperforante	N15A04	Φ 0.15	4	
Tornillo NEURO Autoperforante	N15A05	Φ 0.15	5	
Tornillo de emergencia	N18004	Φ 0.16	4	
Tornillo de emergencia	N18006	Φ 0.16	6	



PLACA RECTA

➤ 2 ORIF./0.4mm ESPESOR.

5
NST304M02A

➤ 4 ORIF./0.4mm ESP.

9
NST304L02A
NST304L04A

12
NST304X02A
NST304X04A

➤ 5 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M05A

➤ 6 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M06A

➤ 8 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M08A

➤ 10 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M10A

➤ 12 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M12A

➤ 20 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M20A

PLACA X
4 ORIF./0.4mm ESP.



NXP304M04A

PLACA X
4 ORIF./0.4mm ESP.



NYP304M05A

PLACA D-Y
6 ORIF./0.4mm ESP.



NDY304M06A



NDY304L06A

PLACA CUADRADA
4 ORIF./0.4mm ESP.



NRE304M04A



NSQ304M04A



NSQ304L04A



NSQ304X04A

PLACA CUADRADA DOBLE
6 ORIF./0.4mm ESP.



NQD304M08A



NQD304L08A

PLACA MATRIZ
8 ORIF./0.4mm ESP.



NDS304M06A

PLACA CRANEAL PARA TRÉPANO
6 ORIF./0.4mm ESP.



NBC304S06A



NBC304M06A



NBC304L06A

Perfil bajo de la placa <

Para la selección más adecuada, hay disponible una amplia variedad de placas y mallas. <

12



NBP304S06A

15



NBP304M06A

17



NBP304L06A

24



NBP304X06A

**PLACA CRANEAL
DE TRÉPANO**
6 ORIF./0.4mm ESP.

12



NBS304S05A

15



NBS304M05A

17



NBS304L05A

24



NBS304X05A

**RANURA DE PLACA
DE TRÉPANO**
6 ORIF./0.4mm ESP.



NGP204S06A



NGP204M06A



NGP204L06A

**PLACA DE
SEPARACIÓN**
4 ORIF. /0.4mm ESP.



NTE104M00A

MALLA TEMPORAL
6 ORIF./0.4mm ESP.

PLACA DE MALLA

40*25,40*50,100*75mm /0.6 mm ESP.



NME103S00



NME103M00




NME103L00

PLACA DE MALLA 3D

50*50,100mm/0.6 mm ESP.



N3D206S00A



N3D206M00A



BANDEJA PARA PLACAS Y MALLAS

TALADRO



EJE PARA DESTORNILLADOR

- Eje de destornillador neuro (75 mm)
- Eje de destornillador neuro para herramienta motorizada (57 mm)



CUERPO DEL EJE PARA DESTORNILLADOR MANUAL

- Cuerpo del eje para destornillador manual



PINZA



CORTADOR

- Cortador / placas Neuro 1.5
- Cortador de placas de malla



COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

Portafolio
**S. DE PLACAS
NEUROCIRUGÍA**



Comercializadora Fijación Externa

Oportunidad, calidad, garantía,
seguridad y asistencia técnica
quirúrgica especializada.



PLACA RECTA

➤ 2 ORIF./0.4mm ESPESOR.

5
NST304M02A

➤ 4 ORIF./0.4mm ESP.

9
NST304L02A
NST304L04A

12
NST304X02A
NST304X04A

➤ 5 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M05A

➤ 6 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M06A

➤ 8 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M08A

➤ 10 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M10A

➤ 12 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M12A

➤ 20 ORIF./0.4mm ESP.

NST304M20A

PLACA X 4 ORIF./0.4mm ESP.



NXP304M04A

PLACA X 4 ORIF./0.4mm ESP.



NYP304M05A

PLACA D-Y 6 ORIF./0.4mm ESP.



NDY304M06A



NDY304L06A

PLACA CUADRADA 4 ORIF./0.4mm ESP.



10 X 16
NRE304M04A



12 X 12
NSQ304M04A



14 X 14
NSQ304L04A



16 X 16
NSQ304X04A

PLACA CUADRADA DOBLE 6 ORIF./0.4mm ESP.




12 X 28
NQD304M08A



14 X 34
NQD304L08A

PLACA MATRIZ 8 ORIF./0.4mm ESP.



10.6 X 20.6
NDS304M06A

PLACA CRANEAL PARA TRÉPANO 6 ORIF./0.4mm ESP.



8
NBC304S06A



15
NBC304M06A



24
NBC304L06A

Perfil bajo de la placa <

Para la selección más adecuada, hay disponible una amplia variedad de placas y mallas. <

12



NBP304S06A

15



NBP304M06A

17



NBP304L06A

24



NBP304X06A

**PLACA CRANEAL
DE TRÉPANO**
6 ORIF./0.4mm ESP.

12



NBS304S05A

15



NBS304M05A

17



NBS304L05A

24



NBS304X05A

**RANURA DE PLACA
DE TRÉPANO**
6 ORIF./0.4mm ESP.



NGP204S06A



NGP204M06A



NGP204L06A

**PLACA DE
SEPARACIÓN**
4 ORIF. /0.4mm ESP.



NTE104M00A

MALLA TEMPORAL
6 ORIF./0.4mm ESP.

PLACA DE MALLA


40*25,40*50,100*75mm /0.6 mm ESP.



NME103S00



NME103M00




NME103L00

PLACA DE MALLA 3D

50*50,100mm/0.6 mm ESP.



N3D206S00A



N3D206M00A