

COMERCIALIZADORA
Fijación
EXTERNA S.A.S

Portafolio Trauma



Comercializadora Fijación Externa

Oportunidad, calidad, garantía,
seguridad y asistencia técnica
quirúrgica especializada.




MISIÓN

Comercializadora Fijación Externa S.A.S. mediante un equipo humano altamente calificado brinda servicios integrales de Importación, Almacenamiento y Comercialización de un amplio portafolio de Dispositivos Médicos para Osteosíntesis y reemplazos articulares, buscando superar las expectativas de nuestros clientes con oportunidad, garantía, seguridad y asistencia técnica quirúrgica especializada.


VISIÓN

Comercializadora Fijación Externa S.A.S. tiene el firme objetivo de afianzar el posicionamiento en las líneas de Dispositivos Médicos para osteosíntesis a nivel nacional en los años 2019-2025.

Fijación Externa S.A.S. con más de 12 años en el mercado y como representante exclusivo de diferentes marcas e importador de la marca MADISON ORTHO Inc, OSTEONIC Co.Ltd y AIKE MEDICAL INSTRUMENT Co.Ltd en Colombia, pone a disposición su portafolio teniendo en cuenta los más altos estándares de calidad y variedad de productos, brindando apoyo y servicio permanente a disposición de ustedes.



Trauma



Clavos



Fijadores Externos




Mano




Pie



Columna



Maxilofacial



Sis. de Placas Pélvicas.



Cadera



Rodilla



Sistema De Hombro



Placas LCP Pediátrico



S. de Placas Neurocirugía



S. de Placas Mandíbula



P. Cervicales Anteriores

Esperamos nos permita conocer sus necesidades y requerimientos y de esta forma darle a conocer personalmente nuestro portafolio completo de Osteosíntesis, conózanos también en nuestra página web: www.fijacionexterna.com y en nuestras redes sociales.



Comercializadora
Fijación Externa



@fijacionexternas.a.s




Info@fijacionexterna.com
talentohumano@fijacionexterna.com



3174289083
32189933 79



www.fijacionexterna.com




PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA EN S

Apropiado para Fracturas Claviculares

Tornillo de bloqueo: 3.0mm, 3.5mm.

Material: Titanio

Orificios: 4,5,6,7,8,9mm




PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA CLAVÍCULA SUPERO DISTAL (Izq-Der)


Apropiado para: Fracturas Claviculares

Tornillo: 3.0mm, 3.5mm

Material: Titanio

Orificios: 3,4,5,6,7,8,9mm





**PLACA BLOQUEADA ANATÓMICA PARA
CLAVÍCULA ANTERO MEDIAL (Izq-Der)**

Apropiado para: Fracturas Claviculares

Tornillo: 3.0mm, 3.5mm

Material: Titanio

Orificios: 3,4,5,6,7,8,9mm




**PLACA BLOQUEADA ACROMIO
CLAVICULAR (IZQ Y DER)**

Apropiado para: Luxofracturas

Tornillo: 3.5 mm - 4.0 mm

Material: Titanio

longitud: 2, 3, 4 mm



PLACA BLOQUEADA TIPO PHILOS

Apropiado para: Fracturas Multifragmentarias
en Húmero Proximal
Tornillo de Bloqueo: 4.0mm Cortical y Esponjoso
Tornillo cortical: 3.5mm
Material: Titanio
Orificios: 3,5,7,9,11,13mm



PLACA BLOQUEADA HÚMERO DISTAL MEDIAL (IZQ Y DER)

Juxtaarticular
Tornillo de Bloqueo: 3.0mm, 4.0mm
Tornillo cortical: 3.5mm
Material: Titanio
Orificios: 4,5,6,7,8,9mm



PLACA BLOQUEADA DE HÚMERO DISTAL LATERAL (IZQ Y DER)

Apropiado para: Fracturas Osteoporóticas

Húmero Distal

Tornillo de bloqueo: 4.0 mm, 3.0 mm

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 3,4,5,6,7,8,9,10 mm



PLACA BLOQUEADA DE RECONSTRUCCIÓN 3.5MM BAJO PERFIL


Apropiado para: Fracturas de Clavícula y Húmero
Distal - cubito

Tornillo de bloqueo: 4.0 mm.

Tornillo cortical: 3.5mm

Material: Titanio

Orificios: 5,6,7,8,9,10,11,12 mm





PLACA BLOQUEADA BAJO CONTACTO DE 3.5MM

Apropiado para: Fracturas de Cúbito y Radio

Tornillo de Bloqueo: 4.0mm

Tornillo cortical: 3.5mm

Material: Titanio

Orificios: 4,5,6,7,8,10,12mm




PLACA PARA CÚBITO DISTAL

Apropiado para Fracturas Cubito Distal

Tornillo de bloqueo: 2.4 mm - 2.7 mm

Material: Titanio






PLACA PARA RADIO PROXIMAL

Apropiado para: Fracturas de Cabeza de Radio

Material: Titanio

Sistema: 2.4- 2.7mm

Orificios: 2,3,4mm



PLACA BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL

Apropiado para: Fracturas de radio distal
Sistema: 2.4- 2.7 mm.

Material: Titanio

Orificios: 2,3,4,5,6,7,8mm (Izq-Der)





PLACA BLOQUEADA PARA RADIO DISTAL ÁNGULO VARIABLE

Apropiado para: Fracturas Radio Distal

Sistema: 2.4-2.7 mm.

Material: Titanio



PLACA PARA PERONÉ DISTAL (Izq-Der)

Apropiado para: Fracturas de Peroné Distal


Material: Titanio

Tornillo de bloqueo: 4.0 mm - 3.0 mm

Tornillo cortical: 3.5mm

Orificios: 3,5,6,7,8,9 mm.





PLACA BLOQUEADA 1/3 DE CAÑA

Apropiado para: Fracturas de Cubito y Peroné

Material: Titanio

Tornillo cortical: 3.5mm

Tornillo de bloqueo: 4.0 mm

Orificios: 4,5,6,7,8,9,10,12 mm



PLACA BLOQUEADA PARA FÉMUR PROXIMAL (IZQ Y DER)

Apropiado para: Fracturas fémur proximal


Tornillo de bloqueo: 6.5 mm Proximal

Tornillo cortical: 4.5mm

Tornillo cortical bloqueado: 5.0mm

Material: Titanio

Orificios: 4,5,6,8,10 mm





PLACA BLOQUEADA PARA CALCÁNEO

Tornillo cortical: 4.5mm

Tornillo de bloqueo: 4.0mm

Apropiado para: Fracturas de Calcáneo

Material: Titanio

Tamaño: Extrapequeña-65mm/pequeña-69mm/Grande-76mm



PLACA BLOQUEADA TIPO LISS PARA FÉMUR DISTAL (IZQ Y DER)

Apropiado para: Fracturas de Fémur Distal


Tornillo de bloqueo: 5.0 - 6.5 mm


Distal / 5.0 mm Proximal

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 6,8,10,12 mm





PLACA BLOQUEADA DE SOPORTE CONDILAR (IZQ Y DER)

Apropiado para: Fracturas de Fémur Distal
Tornillo de Bloqueo: 6.5mm Distal
/ 5.0mm Proximal
Material: Titanio
Orificios: 6,8,10,12,14,16,18mm



PLACA EN "L" ACODADA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL (IZQ Y DER)

Apropiado para: Fracturas de Tibia Proximal por
vía Medial
Tornillo de bloqueo: 5.0 mm
Tornillo cortical: 4.5mm
Material: Titanio
Orificios: 4,6,8 mm.





PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL (IZQ Y DER)


Apropiado para: Fracturas de Tibia Proximal por
vía Lateral

Tornillo de bloqueo: 5.0 mm Proximal / Distal

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 5,7,9,11,13,15 mm.



PLACA BLOQUEADA DE 4.5MM ANGOSTA BAJO CONTACTO


Apropiado para: Fracturas de Húmero y Tibia

Tornillo de Bloqueo: 5.0mm

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 6,7,8,10,12,14,16,18mm



PLACA EN “T” ACODADA PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL

Apropiado para: Fracturas de Tibia Proximal
por Vía Medial

Tornillo de bloqueo: 5.0 mm

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 4,6,8 mm



PLACA BLOQUEADA PARA TIBIA DISTAL CON LENGÜETA


Apropiado para: Fracturas de Tibia Distal
Tornillo de bloqueo: 4.0 mm Distal / 5.0 mm
Proximal

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 4,6,8,10,12,14,16mm





PLACA BLOQUEADA DE 4.5MM ANCHA BAJO CONTACTO


Apropiado para: Fractura de Tibia y Fémur

Tornillo de bloqueo: 5.0 mm

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 6,7,8,10,12,14,16,18 mm



PLACA ANTERO LATERAL PARA TIBIA DISTAL

Apropiado para: Fracturas de Tibia Distal

Tornillo de bloqueo: 4.0 mm Distal /

3.5 mm Proximal

Tornillo cortical: 4.5mm

Material: Titanio

Orificios: 5,7,9,11,13 mm





TORNILLO MINI-HERBERT

Apropiado para: Fracturas de pequeños fragmentos.

Diámetro: 2.4 mm.

Longitud: del 14 al 40, Diferencia: 2 mm.

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE 2.4 mm - 2.7 mm

Material: Titanio

Longitud: 10 mm - 30 mm



TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE 3.0 mm

Material: Titanio

Longitud: 12 mm - 30 mm, Diferencia: 2 mm

Longitud: 35 mm - 50 mm, Diferencia: 5 mm



TORNILLO CORTICAL DE 3.5 mm

Material: Titanio

Longitud: 12 mm - 32 mm, Diferencia: 2 mm

Longitud: 35 mm - 70 mm, Diferencia: 5 mm

TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE 4.0 mm

Material: Titanio

Longitud: 12 mm - 40 mm, Diferencia 2 mm.



TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 mm

Material: Titanio

Longitud: 10 mm - 50 mm, Diferencia: 5 mm.



**TORNILLO ESPONJOSO
BLOQUEADO DE 4.0 mm**

Material: Titanio

Longitud: 20 mm - 50 mm, Diferencia 2 mm.



**TORNILLO CANULADO
DE 4.0 mm**

Material: Titanio

Longitud: 20 mm - 60 mm,
Diferencia 5 mm



**TORNILLO CORTICAL
DE 4.5 mm**

Material: Titanio

Longitud: 18 mm - 52 mm,
Diferencia 2 mm



TORNILLO CORTICAL BLOQUEADO DE 5.0 mm

Material: Titanio
Longitud: 20 mm - 64 mm,
Diferencia: 2 mm
Longitud: 65 mm - 110 mm,
Diferencia: 5 mm

TORNILLO ESPONJOSO 6.5 mm

Rosca: 32 mm
Material: Titanio
Longitud: 25 mm - 110 mm, Diferencia 5 mm



TORNILLO ESPONJOSO BLOQUEADO DE 6.5 mm ROSCA TOTAL

Material: Titanio
Longitud: 35 mm - 100 mm, Diferencia: 5 mm





TORNILLO CANULADO DE 6.5 mm

Rosca: 32 mm

Material: Titanio


Longitud: 40 mm - 110 mm, Diferencia: 5 mm

TORNILLO BLOQUEADO CANULADO DE 6.5 mm

Rosca: 32 mm

Longitud: 40 mm hasta 110 mm,

Diferencia: 5 mm



ARANDELA

4.0 mm y 6.5 mm

Material: Titanio



Portafolio Trauma



Comercializadora Fijación Externa

Oportunidad, calidad, garantía,
seguridad y asistencia técnica
quirúrgica especializada.

